

CERTIFICAT D'ANALYSES

Première édition : août 2012

version 00 - août 2012

TITRIVIN SW 20

Matériau

Assemblage de vins et de moûts de différentes origines.

Préparation

Selon les techniques et procédés usuels en œnologie. L'unique agent de stabilisation est le SO₂.

Conditionnement

En ampoules verre de 10 mL.
Réalisé par un laboratoire pharmaceutique.

Homogénéité

Contrôle effectué sur 2‰ des ampoules prélevées au cours du conditionnement. L'effectif du lot est déterminé grâce à la norme ISO 2859-1.

Stabilité

Suivi mensuel par notre laboratoire et exploitation statistique des résultats obtenus par les 7 laboratoires du groupe CA33 jusqu'à épuisement des stocks.

Conservation

A l'abri de la lumière entre 5 °C et 25 °C.

Valeurs de référence

Les valeurs ont été établies à partir des résultats d'une chaîne d'essais impliquant 38 laboratoires d'œnologie accrédités par le COFRAC. Le traitement statistique des résultats applique les algorithmes d'estimation robustes de moyennes et d'écart-types de la norme ISO 5725-5 repris dans la norme ISO 13528.

Intervalle de confiance

Il correspond à l'incertitude sur la valeur de référence avec $k = 2$ pour un niveau de confiance de 95 %.

Intervalle d'acceptation

Il correspond à la variation maximum qu'un laboratoire peut se fixer autour de la valeur attribuée au TITRIVIN lors d'une analyse.

Utilisation prévue

- ✓ Etalonnage des appareils de mesures
- ✓ Contrôle qualité des mesures
- ✓ Estimation des incertitudes

Ampoules à usage unique pour utilisation immédiate après ouverture.

Lot W 03121217 20

Paramètres	VALEUR DE REFERENCE	INTERVALLE DE CONFIANCE (AVEC K=2)		INTERVALLE D'ACCEPTATION (AVEC K=2)	
		Borne inf.	Borne sup.	Borne inf.	Borne sup.
Titre alcoométrique vol. (%)	8,45	8,41	8,49	8,33	8,57
Sucres réducteurs (g/L)	80,1	77,7	82,5	70,7	89,4
Glucose + fructose (g/L)	77,3	75,0	79,7	69,0	85,7
pH	3,39	3,37	3,41	3,35	3,43
Acidité totale :					
⇒ en g d'H ₂ SO ₄ /L	3,86	3,80	3,92	3,68	4,04
⇒ en milliéquivalent/L	78,8	77,6	80,0	75,1	82,5
Acidité volatile :					
⇒ en g d'H ₂ SO ₄ /L	0,48	0,46	0,50	0,44	0,52
⇒ en milliéquivalent/L	9,8	9,4	10,2	9,0	10,6
Acide acétique (g/L)	0,58	0,55	0,61	0,52	0,64
Acide L-malique (g/L)	2,66	2,53	2,79	2,30	3,02
Acide L-lactique (g/L)	0,30	0,27	0,33	0,22	0,38

Les valeurs indiquées dans le certificat sont valides **jusqu'en décembre 2017**.

Les acheteurs seront avertis des éventuelles mises à jour de ce certificat. Elles seront aussi publiées sur le site www.titrivin.com.

La CA33 a préparé ce matériau de référence, organisé les essais inter-laboratoires et effectué l'évaluation statistique des données au meilleur de ses connaissances et de ses moyens.

GIRAUDON Delphine
Œnologue
Responsable TITRIVIN

